

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Materials	Bezugs- einheit	Anzahl	Bemerkungen
1	Agilent GC/MS-System 7890A/5975C (Gaschromatograph 7890A und Massenspektrometer 5975C)	Stk	1	<p>Beschafft 2009 Funktionstüchtig Bestehend aus: GC 7890A, <ul style="list-style-type: none"> - Split/Splitlessinjektor - Kaltaufgabesystem MS 5975C EI/CI. EI inert 350 Ionisierungsquelle. CI inert Ionisierungsquelle CombiPAL Autosampler für Flüssig und Headspaceinjektionen (ohne Headspaceinjektionseinheit!) 98 Positionen für 2 ml Vials und 32 Positionen für 20 ml Headspace Vials. Pfeiffer Vorvakuumpumpe Duo 2.5. Software: Agilent Chemstation MSD (2008), inkl. PC (Windows XP) und Monitor 230 V. 50/60 Hz.</p>